

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

kvc@nt-rt.ru || <https://kavalier.nt-rt.ru>




CONDENSER FOR WATER REDESTILLING

APPARAT FÜR WASSER-REDESTILLATION

Cat. No. 8364

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität (ml)	SJ (mm) NS (mm)	SJ1 (mm) NS1 (mm)	l (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632441612950	2000	29/32	14/23	500	1



CONDENSER, LIEBIG

without SJ

Lower efficiency condenser.

Typical use: downward condenser

LIEBIG-KÜHLER


ohne Schliff



Kühler mit niedrigerer Wirksamkeit.

Typische Verwendung: absteigender Kühler

Cat. No. 7110

Catalog No. Katalog-Nr.	l (mm)	d (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632442505200	200	24	1
1632442505300	300	24	1
1632442505400	400	24	1
1632442505500	500	24	1
1632442505700	700	32	1





CONDENSER


with two SJ

KÜHLER

mit zwei NS

Cat. No. 8249

Catalog No. Katalog-Nr.	SJ NS	l (mm)	No. of coils Anzahl der Spiralen	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632442498176	29/32	160	11	1
1632442498266	29/32	250	20	1
1632442498416	29/32	400	35	1



CONDENSER, LIEBIG

with SJ cone

Lower efficiency condenser.

Typical use: downward condenser

LIEBIG-KÜHLER

mit NS-Kern

Kühler mit niedrigerer Wirksamkeit.

Typische Verwendung: absteigender Kühler

Cat. No. 8251

Catalog No. Katalog-Nr.	SJ NS	l (mm)	d (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632442506202	14/23	200	24	1
1632442506205	29/32	200	24	1
1632442506302	14/23	300	24	1
1632442506305	29/32	300	24	1
1632442506402	14/23	400	24	1
1632442506405	29/32	400	24	1
1632442506705	29/32	700	32	1
1632442506995	29/32	1000	32	1

CONDENSER, LIEBIG

with two SJ

Lower efficiency condenser.

Typical use: downward condenser

LIEBIG-KÜHLER

mit zwei NS


Kühler mit niedrigerer Wirksamkeit.

Typische Verwendung: absteigender Kühler

Cat. No. 8252

Catalog No. Katalog-Nr.	SJ NS	l (mm)	d (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632442507173	14/23	160	20	1
1632442507176	29/32	160	24	1
1632442507202	14/23	200	24	1
1632442507263	14/23	250	20	1
1632442507402	14/23	400	24	1
1632442507416	29/32	400	24	1
1632442507205	29/32	200	24	1
1632442507305	29/32	300	24	1
1632442507405	29/32	400	24	1
1632442507705	29/32	700	32	1

CSN
70 4200



CONDENSER, COIL



without SJ


SCHLANGENKÜHLER

ohne Schliff

Cat. No. 7112

Catalog No. Katalog-Nr.	l (mm)	d (mm)	Number of coils Anzahl der Windungen	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632442515200	200	40	9	1
1632442515300	300	40	15	1
1632442515400	400	40	22	1
1632442515500	500	40	28	1
1632442515600	600	40	35	1





CONDENSER ALLIHN


acc. Allihn, without SJ

KUGELKÜHLER

Allihn-Kühler, ohne Schliff

Cat. No. 7114

Catalog No. Katalog-Nr.	l (mm)	d (mm)	Number of coils Anzahl der Windungen	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632442511200	200	40	4	1
1632442511300	300	40	6	1
1632442511400	400	40	8	1
1632442511600	600	40	12	1
1632442511800	800	40	16	1



CONDENSER ALLIHN

acc. Allihn, with SJ cone

KUGELKÜHLER

Allihn-Kühler mit NS-Kern

Cat. No. 8256

Catalog No. Katalog-Nr.	SJ NS	l (mm)	Number of coils Anzahl der Windungen	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632442512202	14/23	200	4	1
1632442512205	29/32	200	4	1
1632442512302	14/23	300	6	1
1632442512305	29/32	300	6	1
1632442512402	14/23	400	8	1
1632442512405	29/32	400	8	1
1632442512605	29/32	600	13	1

CONDENSER ALLIHN

acc. Allihn, with two SJ

Higher efficiency at the same length.
Typical use: backward condenser


Cat. No. 8257			
Catalog No. Katalog-Nr.	SJ NS	l (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632442513173	14/23	160	1
1632442513176	29/32	160	1
1632442513202	14/23	200	1
1632442513205	29/32	200	1
1632442513263	14/23	250	1
1632442513266	29/32	250	1
1632442513302	14/23	300	1
1632442513305	29/32	300	1
1632442513402	14/23	400	1
1632442513416	29/32	400	1
1632442513605	29/32	600	1

CSN
70 4200

KUGELKÜHLER

Allihn-Kühler mit zwei NS

Kühler mit höherer Wirksamkeit bei gleicher Länge.
Typische Verwendung: Rückflußkühler




CONDENSER ALLIHN


for extractors

Cat. No. 8281					
Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität (ml)	l (mm)	Number of balls Anzahl der Kugeln	SJ NS	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632442531030	30	200	4	29/32	1
1632442531070	70	250	4	34/35	1
1632442531100	100	300	5	45/40	1
1632442531200	200	300	5	55/50	1
1632442531500	500	400	7	60/46	1
1632442531940	1000	400	7	71/51	1

KUGELKÜHLER

für Extraktor





CONDENSER, WEST



with two SJ

WEST-KÜHLER

mit zwei NS

Cat. No. 8253

Catalog No. Katalog-Nr.	SJ NS	l (mm)	d (mm)	No. of deepens Anzahl der Vertiefungen	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632442508205	29/32	200	24	8	1
1632442508305	29/32	300	24	13	1
1632442508405	29/32	400	24	18	1
1632442508705	29/32	700	24	33	1
1632442508995	29/32	1000	24	48	1



CONDENSER, COIL

acc. Dimroth, with SJ cone

Big cooling area and great efficiency.
Typical use: condensation of water vapour and low-boiling solvents, extraction.

SCHLANGENKÜHLER

nach Dimroth mit NS-Kern

Der Kühler hat eine große Kühlfläche und hohe Wirksamkeit.
Typische Verwendung: Kondensierung von Wasserdämpfen und niedrigsiedenden Lösungsmitteln, für Extraktion

Cat. No. 8260

Catalog No. Katalog-Nr.	SJ NS	l (mm)	Number of balls Anzahl der Kugeln	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632442516202	14/23	200	11	1
1632442516205	29/32	200	11	1
1632442516302	14/23	300	18	1
1632442516305	29/32	300	18	1
1632442516405	29/32	400	26	1
1632442516605	29/32	600	40	1

CONDENSER, COIL

acc. Dimroth, with two SJ

Large cooling area and great efficiency. Typical use: condensation of water vapour and low-boiling solvents, extraction.


SCHLANGENKÜHLER

nach Dimroth mit zwei NS

Der Kühler hat eine große Kühlfläche und hohe Wirksamkeit. Typische Verwendung: Kondensierung von Wasserdämpfen und niedrigsiedenden Lösungsmitteln, für Extraktion

Cat. No. 8261			
Catalog No. Katalog-Nr.	SJ NS	l (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632442517173	14/23	160	1
1632442517176	29/32	160	1
1632442517202	14/23	200	1
1632442517205	29/32	200	1
1632442517263	14/23	250	1
1632442517266	29/32	250	1
1632442517302	14/23	300	1
1632442517305	29/32	300	1
1632442517416	29/32	400	1
1632442517605	29/32	600	1

CSN
70 4200




CONDENSER, COIL



with two SJ

SCHLANGENKÜHLER

mit zwei NS

Cat. No. 8269				
Catalog No. Katalog-Nr.	SJ NS	l (mm)	Number of coils Anzahl der Spiralen	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632442540416	29/32	400	35	1





CONDENSER, DIMROTH



for extractor

DIMROTH-KÜHLER

für Extraktor

Cat. No. 8282

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität (ml)	SJ NS	l (mm)	Number of balls Anzahl der Kugeln	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632442532070	70	34/35	250	18	1
1632442532100	100	45/40	300	23	1
1632442532200	200	55/50	300	23	1
1632442532500	500	60/46	400	32	1
1632442532940	1000	71/51	400	32	1



CONDENSER, SPIRAL

acc. Friedrichs, with side hose
connection, with SJ cone

SCHRAUBENKÜHLER

nach Friedrichs, mit Seitenzuführung,
mit NS-Kern

Cat. No. 8265

Catalog No. Katalog-Nr.	l (mm)	d (mm)	SJ NS	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632442525050	200	44	14/23	1
1632442525080	220	44	29/32	1


COMUMN DISTILLING

acc. Hempel, jacketed, filled with Raschig's rings

HEMPEL- DESTILLIERKOLONNE

mit Isoliermantel und Raschigringfüllung

Cat. No. 8321					
Catalog No. Katalog-Nr.	l (mm)	SJ NS	d (mm)	d1 (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632441404302	300	14/23	17	32	1
1632441404303	300	19/26	17	30	1
1632441404502	500	14/23	17	32	1
1632441404505	500	29/32	34	46	1
1632441404755	750	29/32	34	40	1
1632441404995	1000	29/32	34	46	1



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

kvc@nt-rt.ru || <https://kavalier.nt-rt.ru>