

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35


Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

kvc@nt-rt.ru || <https://kavalier.nt-rt.ru>



CYLINDER GRADUATED

with hexagonal base and spout, high form, blue / blau graduation, class A.

The big hexagonal base provides for stability. The uniform thickness of the wall eliminates the wedge-error of the reading. IN-calibration (fill-in) at the reference temperature +20°C. Class A of accuracy.

Typical use: storage and measuring various capacities of the liquids


MESSZYLINDER HOHE FORM

mit Sechskantfuß und Ausguß,
Ringteilung, blau graduert, Klasse A

Die Lagenstabilität des Zylinders wird durch einen großen Sechskantfuß gewährleistet. Eine gleichmäßige Wanddicke des Zylinders schließt Keilfehler beim Ablesen aus. Justierung auf Einguss (IN) bei Bezugstemperatur von +20°C.


Genauigkeitsklasse A.

Typische Verwendung: Vorrat und gleichzeitig Messen verschiedener Flüssigkeitsvolumina.



Cat. No. 1634 AM

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	Accuracy limits ±ml Genauig- keitsgrenze	Graduation division (ml) Teilung (ml)	d (mm)	h (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632432110718	5	0.05	0.1	12.9	115	10
1632432110819	10	0.10	0.2	15.5	135	10
1632432110923	25	0.25	0.5	21.3	160	10
1632432111125	50	0.50	1.0	26.0	195	10
1632432111130	100	0.50	1.0	31.3	240	1
1632432111238	250	1.00	2.0	40.7	320	1
1632432111343	500	2.50	5.0	53.2	380	1
1632432111444	1000	5.00	10.0	67.0	465	1
1632432111546	2000	10.00	20.0	85.0	535	1



CYLINDER GRADUATED

with hexagonal base and spout, high form, white / weiß graduation, class B.

The big hexagonal base provides for stability. The uniform thickness of the wall eliminates the wedge-error of the reading. IN-calibration (fill-in) at the reference temperature +20°C. Class B of accuracy.

Typical use: storage and measuring various capacities of the liquids.

MESSZYLINDER HOHE FORM

mit Sechskantfuß und Ausguß, weiß
graduert, Klasse B

Die Lagenstabilität des Zylinders wird durch einen großen Sechskantfuß gewährleistet. Eine gleichmäßige Wanddicke des Zylinders schließt Keilfehler beim Ablesen aus. Justierung auf Einguss (IN) bei Bezugstemperatur von +20°C.

Genauigkeitsklasse B.

Typische Verwendung: Vorrat und gleichzeitig Messen verschiedener Flüssigkeitsvolumina.

Cat. No. 1634 BB

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	Accuracy limits ±ml Genauig- keitsgrenze ±ml	Graduation division (ml) Teilung (ml)	d (mm)	h (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632432140718	5	0.10	0.1	12.9	115	10
1632432140819	10	0.20	0.2	15.5	140	10
1632432140923	25	0.50	0.5	21.3	165	10
1632432141125	50	1.00	1.0	26.0	195	10
1632432141130	100	1.00	1.0	31.3	250	1
1632432141238	250	2.00	2.0	40.7	330	1
1632432141343	500	5.00	5.0	53.2	385	1
1632432141444	1000	10.00	10.0	67.0	465	1
1632432141546	2000	20.00	20.0	85.0	535	1

CYLINDER GRADUATED

with hexagonal base and spout, high form, brown graduation, class B


MESSZYLINDER HOHE FORM

mit Sechskantfuß und Ausguß, braun graduert, Klasse B

Cat. No. 1634 BH

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	Accuracy limits $\pm$ ml Genauigkeitsgrenze $\pm$ ml	Graduation division (ml) Teilung (ml)	d (mm)	h (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632432150718	5	0.10	0.1	12.9	115	10
1632432150819	10	0.20	0.2	15.5	135	10
1632432150923	25	0.50	0.5	21.3	160	10
1632432151125	50	1.00	1.0	26.0	195	10
1632432151130	100	1.00	1.0	31.3	240	1
1632432151238	250	2.00	2.0	40.7	320	1
1632432151343	500	5.00	5.0	53.2	380	1
1632432151444	1000	10.00	10.0	67.0	465	1
1632432151546	2000	20.00	20.0	85.0	535	1

ISO
4788



CYLINDER GRADUATED

high form, brown graduation


MESSZYLINDER HOHE FORM



braun graduert

Cat. No. 1634 BCH

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	Accuracy limits $\pm$ ml Genauigkeitsgrenze $\pm$ ml	Graduation division (ml) Teilung (ml)	d (mm)	h (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632432160718	5	0.10	0.1	12.9	115	10
1632432160819	10	0.20	0.2	15.5	135	10
1632432160923	25	0.50	0.5	21.3	160	10
1632432161125	50	1.00	1.0	26.0	195	10
1632432161130	100	1.00	1.0	31.3	240	1
1632432161238	250	2.00	2.0	40.7	320	1
1632432161343	500	5.00	5.0	53.2	380	1
1632432161444	1000	10.00	10.0	67.0	465	1
1632432161546	2000	20.00	20.0	85.0	535	1

ISO
4788





CYLINDER

without graduation

MESSZYLINDER

ohne Graduierung

Cat. No. 1634

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	d/mm	h/mm	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632432130018	5	12.9	115	10
1632432130019	10	15.5	135	10
1632432130023	25	21.3	160	10
1632432130025	50	26.0	195	10
1632432130030	100	31.3	240	10
1632432130038	250	40.7	320	10
1632432130043	500	53.2	380	10
1632432130044	1000	67.0	465	5
1632432130046	2000	85.0	535	4

ISO
4788

CYLINDER GRADUATED

with hexagonal base and spout, low form, white / weiß graduation, class B

MESSZYLINDER NIEDRIGE FORM

mit Sechskantfuß und Ausguß, weiß graduert, Klasse B

Cat. No. 1645 BB

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	Accuracy limits $\pm$ ml Genauig- keitsgrenze $\pm$ ml	Graduation division (ml) Teilung (ml)	d (mm)	h (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632432340818	5	0.20	0.2	15.5	90	10
1632432340919	10	0.50	0.5	21.3	100	10
1632432341123	25	1.00	1.0	25.0	125	10
1632432341125	50	1.00	1.0	29.9	150	10
1632432341230	100	2.00	2.0	40.7	170	10
1632432341338	250	5.00	5.0	53.2	235	10
1632432341443	500	10.00	10.0	67.0	280	8
1632432341544	1000	20.00	20.0	85.0	292	5
1632432341746	2000	50.00	50.0	105.0	420	6

CYLINDER GRADUATED


with hexagonal base and spout, low form, brown graduation, class B

MESSZYLINDER NIEDRIGE FORM

mit Sechskantfuß und Ausguß, braun graduert, Klasse B

Cat. No. 1645 BH

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	Accuracy limits $\pm$ ml Genauigkeitsgrenze $\pm$ ml	Graduation division (ml) Teilung (ml)	d (mm)	h (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632432350818	5	0.20	0.2	15.5	90	10
1632432350919	10	0.50	0.5	21.3	100	10
1632432351123	25	1.00	1.0	25.0	125	10
1632432351125	50	1.00	1.0	29.9	150	10
1632432351230	100	2.00	2.0	40.7	170	10
1632432351338	250	5.00	5.0	53.2	235	10
1632432351443	500	10.00	10.0	67.0	280	8
1632432351544	1000	20.00	20.0	85.0	292	5
1632432351746	2000*	50.00	50.0	105.0	420	6



CYLINDER GRADUATED


with hexagonal base and spout, without graduation



MESSZYLINDER NIEDRIGE FORM

mit Sechskantfuß und Ausguß, ohne Graduierung

Cat. No. 1645

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	d (mm)	h (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632432330019	10	21.3	100	10
1632432330023	25	25.0	125	10
1632432330025	50	29.9	150	10
1632432330030	100	40.7	170	10
1632432330038	250	53.2	235	10
1632432330043	500	67.0	280	8
1632432330044	1000	85.0	292	5





CYLINDER GRADUATED

with SJ and glass stopper, all-round scale, blue / blau graduation, class A

MISCHZYLINDER

mit NS – Glasstopfen, Ringteilung, blau gradiert, Klasse A

Cat. No. 1652 AMS

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	Accuracy limits $\pm$ ml Genauigkeitsgrenze $\pm$ ml	Graduation division (ml) Teilung (ml)	d (mm)	h (mm)	SJ NS	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632432210718	5	0.05	0.1	12.9	115	10/19	10
1632432210819	10	0.10	0.2	15.5	135	10/19	10
1632432210923	25	0.25	0.5	21.3	160	14/23	10
1632432211125	50	0.50	1.0	26.0	195	19/26	10
1632432211130	100	0.50	1.0	31.3	240	24/29	10
1632432211238	250	1.00	2.0	40.7	320	29/32	10
1632432211343	500	2.50	5.0	53.2	380	34/35	10
1632432211444	1000	5.00	10.0	67.0	465	45/40	4
1632432211546	2000	10.00	20.0	85.0	535	45/40	3

CYLINDER GRADUATED

with SJ and plastic stopper, blue / blau graduation, class A

The big hexagonal base provides for stability. The uniform thickness of the wall eliminates the wedge-error of the reading. IN-calibration (fill-in) at the reference temperature +20°C. Class A of accuracy. Typical use: thinning of solutions, mixing of several component in given ratios.

ISO
4788

MISCHZYLINDER

mit NS – Kunststoffstopfen, blau gradiert, Klasse A

Die Lagenstabilität des Zylinders wird durch einen großen Sechskantfuß gewährleistet. Eine gleichmäßige Wanddicke des Zylinders schließt Keilfehler beim Ablesen aus. Justierung auf Einguss (IN) bei Bezugstemperatur von +20°C. Genauigkeitsklasse A.

Typische Verwendung: Verdrünnung von Lösungen, Mischen von einigen Bestandteilen in den bestimmten Anteilen.

Cat. No. 1652 AMPN

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	Accuracy limits $\pm$ ml Genauigkeitsgrenze $\pm$ ml	Graduation division (ml) Teilung (ml)	d (mm)	h (mm)	SJ NS	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632432630018	5	0.05	0.1	12.9	115	10/19	10
1632432630019	10	0.10	0.2	15.5	135	10/19	10
1632432630023	25	0.25	0.5	21.3	160	14/23	10
1632432630025	50	0.50	1.0	26.0	195	19/26	10
1632432630030	100	0.50	1.0	31.3	240	24/29	10
1632432630038	250	1.00	2.0	40.7	320	29/32	10
1632432630043	500	2.50	5.0	53.2	380	34/35	10
1632432630044	1000	5.00	10.0	67.0	465	45/40	4
1632432630046	2000	10.00	20.0	85.0	535	45/40	3

CYLINDER GRADUATED

with SJ and glass stopper, white / weiß graduation, class B


MISCHZYLINDER

hohe Form, mit Sechskantfuß und NS – Glasstopfen, Ringteilung, weiß gradiert, Klasse B

Cat. No. 1652 BBS

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	Accuracy limits $\pm$ ml Genauig- keitsgren- ze $\pm$ ml	Graduation division (ml) Teilung (ml)	d (mm)	h (mm)	SJ NS	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632432240718	5	0.10	0.1	12.9	115	10/19	10
1632432240819	10	0.20	0.2	15.5	135	10/19	10
1632432240923	25	0.50	0.5	21.3	160	14/23	10
1632432241125	50	1.00	1.0	26.0	195	19/26	10
1632432241130	100	1.00	1.0	31.3	240	24/29	10
1632432241238	250	2.00	2.0	40.7	320	29/32	10
1632432241343	500	5.00	5.0	53.2	380	34/35	10
1632432241444	1000	10.00	10.0	67.0	465	45/40	4
1632432241546	2000	20.00	20.0	85.0	535	45/40	3

ISO
4788



CYLINDER GRADUATED

with SJ and plastic stopper, white / weiß graduation, class B


MISCHZYLINDER


hohe Form, mit Sechskantfuß und NS – Kunststoffstopfen, Ringteilung, weiß gradiert, Klasse B

Cat. No. 1652 BBPN

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	Accuracy limits $\pm$ ml Genauig- keitsgren- ze $\pm$ ml	Graduation division (ml) Teilung (ml)	d (mm)	h (mm)	SJ NS	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632432627018	5	0.10	0.1	12.9	115	10/19	10
1632432627019	10	0.20	0.2	15.5	135	10/19	10
1632432627023	25	0.50	0.5	21.3	160	14/23	10
1632432627025	50	1.00	1.0	26.0	195	19/26	10
1632432627030	100	1.00	1.0	31.3	240	24/29	10
1632432627038	250	2.00	2.0	40.7	320	29/32	10
1632432627043	500	5.00	5.0	53.2	380	34/35	10
1632432627044	1000	10.00	10.0	67.0	465	45/40	4
1632432627046	2000	20.00	20.0	85.0	535	45/40	3

ISO
4788





CYLINDER GRADUATED

with SJ and plastic stopper, brown graduation, class B


MISCHZYLINDER

hohe Form, mit Sechskantfuß und NS – Glasstopfen, Ringteilung, braun graduert, Klasse B

Cat. No. 1652 BHS

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	Accuracy limits $\pm$ ml Genauigkeitsgrenze $\pm$ ml	Graduation division (ml) Teilung (ml)	d (mm)	h (mm)	SJ NS	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632432250718	5	0.10	0.1	12.9	115	10/19	10
1632432250819	10	0.20	0.2	15.5	135	10/19	10
1632432250923	25	0.50	0.5	21.3	160	14/23	10
1632432251125	50	1.00	1.0	26.0	195	19/26	10
1632432251130	100	1.00	1.0	31.3	240	24/29	10
1632432251238	250	2.00	2.0	40.7	320	29/32	10
1632432251343	500	5.00	5.0	53.2	380	34/35	10
1632432251444	1000	10.00	10.0	67.0	465	45/40	4
1632432251546	2000	20.00	20.0	85.0	535	45/40	3

ISO
4788



CYLINDER GRADUATED

with SJ and plastic stopper, brown graduation, class B

MISCHZYLINDER

hohe Form, mit Sechskantfuß und NS – Kunststoffstopfen, Ringteilung, braun graduert, Klasse B

Cat. No. 1652 BHPN

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	Accuracy limits $\pm$ ml Genauigkeitsgrenze $\pm$ ml	Graduation division (ml) Teilung (ml)	d (mm)	h (mm)	SJ NS	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632432626018	5	0.10	0.1	12.9	115	10/19	10
1632432626019	10	0.20	0.2	15.5	135	10/19	10
1632432626023	25	0.50	0.5	21.3	160	14/23	10
1632432626025	50	1.00	1.0	26.0	195	19/26	10
1632432626030	100	1.00	1.0	31.3	240	24/29	10
1632432626038	250	2.00	2.0	40.7	320	29/32	10
1632432626043	500	5.00	5.0	53.2	380	34/35	10
1632432626044	1000	10.00	10.0	67.0	465	45/40	4
1632432626046	2000	20.00	20.0	85.0	535	45/40	3

ISO
4788

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Пермь (342)205-81-47	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Псков (8112)59-10-37	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владивосток (423)249-28-31	Курган (3522)50-90-47	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Владикавказ (8672)28-90-48	Курск (4712)77-13-04	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саранск (8342)22-96-24	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сургут (3462)77-98-35	

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

kvc@nt-rt.ru | | <https://kavalier.nt-rt.ru>