

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35


Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

kvc@nt-rt.ru || <https://kavalier.nt-rt.ru>



TEST TUBES WITH RIM, GRADUATED

Tubes are thin-walled. Graduated scale enables the easy reading of capacities.

REAGENZGLÄSER

mit aufgetriebenem Rand, graduert
Die Gläser sind dünnwandig. Die Skala ermöglicht es, Volumen abzulesen.

Cat. No. 7832

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	Graduation division Teilung	d (mm)	l (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632437010719	10	0.1	13	150	50
1632437010721	15	0.1	15	160	50
1632437010822	20	0.2	17	160	50
1632437010823	25	0.2	17	190	50
1632437010925	50	0.5	22	250	50

CSN EN
ISO 4142

TEST TUBES GRADUATED

with sj 14/15 and glass stopper

Tubes are provided with graduations. Glass stopper with standardized ground joint guarantees tightness. They are suitable for storage of small amounts of materials.

REAGENZGLÄSER, GRADUIERT


mit Glasstopfen, NS 14/15

Die kalibrierten Reagenzgläser sind graduert. Der Glasstopfen mit Normschliff sorgt für die Dichtheit. Sie sind auch für die Aufbewahrung von kleineren Stoffmengen geeignet.

Cat. No. 7841

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	SJ (mm)	h (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632437860297	25	14/15	190	50

CSN EN
ISO 4142



TEST TUBES WITHOUT RIM

round bottom

Absence of rim is suitable for cover type Kapsenberg. Typical use: cultivation and storage of cultures in microbiology.

REAGENZGLÄSER MIT RUNDEM BODEN


Rand gerade


Der gerade Rand an den Reagenzgläsern ist für den Kapsenberg-Verschluss geeignet. Typische Verwendung: Kultivierung und Aufbewahrung von Kulturen in der Mikrobiologie.

CSN EN
ISO 4142

Cat. No. 3840

Catalog No. Katalog-Nr.	d (mm)	l (mm)	t (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632422008107	8	70	1.0	100
1632422010107	10	75	1.0	100
1632422010110	10	100	1.0	100
1632422012107	12	75	1.0	100
1632422012110	12	100	1.0	100
1632422014113	14	130	1.0	100
1632422016115	16	150	1.2	100
1632422016116	16	160	1.2	100
1632422018118	18	180	1.2	100
1632422020115	20	150	1.2	100
1632422020118	20	180	1.2	100
1632422024115	24	150	1.2	50
1632422024120	24	200	1.2	50
1632422030120	30	200	1.4	50





TEST TUBES WITH RIM, ROUND BOTTOM

Rim simplifies the manipulation of content

REAGENZGLÄSER MIT RUNDEM BODEN


Rand aufgetrieben

Der aufgetriebene Rand erleichtert den Umgang mit dem Inhalt.

Cat. No. 7830

Catalog No. Katalog-Nr.	d (mm)	l (mm)	t (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632422108107	8	70	1.0	100
1632422110107	10	75	1.0	100
1632422110110	10	100	1.0	100
1632422112107	12	75	1.0	100
1632422112110	12	100	1.0	100
1632422114113	14	130	1.0	50
1632422114114	14	140	1.0	50
1632422116115	16	150	1.2	100
1632422116116	16	160	1.2	100
1632422118115	18	150	1.2	50
1632422118118	18	180	1.2	100
1632422120115	20	150	1.2	100
1632422120118	20	180	1.2	100
1632422124115	24	150	1.2	50
1632422124120	24	200	1.2	50
1632422130120	30	200	1.4	50

CSN EN
ISO 4142



FILTERING TEST TUBES

Tubes with thicker walls and side outlet, suitable for exhaustion.

SAUGREAGENZGLÄSER

Reagenzgläser mit einer dickeren Wand und Seitenausführung, für die Absaugung geeignet.

Cat. No. 7835

Catalog No. Katalog-Nr.	d (mm)	l (mm)	t (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632422831621	16	160	1.8	100

CSN EN
ISO 4142

TEST TUBES WITH CONICAL BOTTOM, WITHOUT RIM

Tubes with conical bottom to highlight the readout of amounts of sediment.

REAGENZGLÄSER MIT SPITZBODEN,



konisch, Rand gerade

Die Reagenzgläser mit konischem Boden machen den Abzug der Menge des Sediments deutlicher.

Cat. No. 3820

Catalog No. Katalog-Nr.	d (mm)	l (mm)	t (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632422409210	9	100	1.5	50
1632422414208	14	80	1.5	50
1632422416212	16	120	1.8	50

CSN EN
ISO 4142



TEST TUBES WITH CONICAL BOTTOM, WITH RIM

Tubes with conical bottom to highlight the readout of amounts of sediment.

REAGENZGLÄSER MIT SPITZBODEN,


konisch, Rand gerade



Die Reagenzgläser mit konischem Boden machen den Abzug der Menge des Sediments deutlicher.

Cat. No. 3821

Catalog No. Katalog-Nr.	d (mm)	l (mm)	t (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632422514210	14	100	1.5	50
1632422514212	14	120	1.5	50
1632422515108	15	80	1.2	50
1632422515110	15	100	1.2	50
1632422516210	16	100	1.8	50
1632422516212	16	120	1.8	50
1632422517112	17	120	1.2	50

CSN EN
ISO 4142





CENTRIFUGES TEST TUBES WITH CONICAL BOTTOM, WITHOUT RIM

Tubes with conical bottom highlight the readout of amount of sediments. They are designed for use in centrifuge.

ZENTRIFUGENGLÄSER MIT SPITZBODEN,

Rand gerade

Die Reagenzgläser mit konischem Boden machen den Abzug der Menge des Sediments deutlicher. Sie sind für den Einsatz in Zentrifugen vorgesehen.

Cat. No. 2801

Catalog No. Katalog-Nr.	d (mm)	l (mm)	t (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632422417290	17	98	1.8	50
1632422424290	24	98	1.8	50
1632422436290	36	98	2.0	50
1632422440211	40	115	2.3	50

CSN EN
ISO 4142

TEST TUBES WITH ROUND BOTTOM

and with screw gl

Absence of rim is suitable for cover type Kapsenberg. Screw for plastic spiral cover. Tubes are suitable for cultivation of micro-organism.

Typical use: cultivation and storage of cultures in microbiology.

REAGENZGLÄSER MIT RUNDEM BODEN

und GL-Gewinde

Der gerade Rand der Reagenzgläser ist für den Kapsenberg-Verschluss geeignet. Gewinde für Kunststoffschraubverschluss. Die Reagenzgläser sind sehr für die Kultivierung von Mikroorganismen geeignet.

Typische Verwendung: Kultivierung und Aufbewahrung von Mikroorganismen.

Cat. No. 3830

Catalog No. Katalog-Nr.	d (mm)	l (mm)	t (mm)	GL	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632422631610	16	100	1.8	18	100
1632422631612	16	120	1.8	18	100
1632422631616	16	160	1.8	18	100
1632422631618	16	180	1.8	18	100

CSN EN
ISO 4142

TEST TUBES FOR SAMPLES WITH FROSTED LABEL

and with sj stopper, with marked label

Tubes with ground glass stopper and label for description of contents. Suitable for storage of small amounts of substances.

REAGENZGLÄSER FÜR PROBEN


mit Mattschild und NS Stopfen

Reagenzgläser mit eingeschliffenem Glasstopfen und Beschriftungsschild. Geeignet für die Aufbewahrung von kleineren Substanzmengen.

Cat. No. 8547

Catalog No. Katalog-Nr.	d (mm)	l (mm)	t (mm)	SJ	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632422811621	16	150	1.8	12/21	50
1632422811821	18	180	1.8	14/23	50
1632422812222	22	150	1.8	19/26	50
1632422812221	22	200	1.8	19/26	50
1632422813421	34	200	2.0	29/32	16

CSN EN
ISO 4142



TEST TUBES WITH METAL CAP, ROUND BOTTOM

Thin-walled tubes with conical neck and metal cap.

REAGENZGLÄSER MIT RUNDEM BODEN


und Metallverschluss

Dünnwandige Reagenzgläser mit Konushals und Metallverschluss.

Cat. No. 7834

Catalog No. Katalog-Nr.	d (mm)	l (mm)	t (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632422821711	17	120	1.2	100
1632422821712	17	160	1.2	100

CSN EN
ISO 4142



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Пермь (342)205-81-47	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Псков (8112)59-10-37	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владивосток (423)249-28-31	Курган (3522)50-90-47	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Владикавказ (8672)28-90-48	Курск (4712)77-13-04	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саранск (8342)22-96-24	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сургут (3462)77-98-35	

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

kvc@nt-rt.ru | | <https://kavalier.nt-rt.ru>